


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-L3Mbt1 Pour If/Icc, Elisa - Q9Y468

Numéro d'article: CM0029729



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-L3MBTL1 est validé pour l'IF/ICC et l'ELISA, ciblant la protéine humaine L3MBTL1, un régulateur de la chromatine du groupe Polycomb qui réprime la transcription via la reconnaissance de la méthylation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin L3MBTL1
Remarques/Alias	L3MBTL ; ZC2HC3 ; H-L(3)MBT ; dj138B7.3 ; L3MBTL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26013
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 533-772 de la protéine humaine L3MBTL1 (NP_056293.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y468
Poids moléculaire protéique	92 kDa
Expédition	Sac de glace