

Anticorps Polyclonal Anti-L3MbtI2 Pour Wb, Elisa - Q969R5

Numéro d'article: CM0015614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-L3MBTL2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la protéine humaine L3MBTL2, un régulateur de la chromatine du groupe Polycomb d'un poids moléculaire de 79 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L3MBTL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Espèce	Humain
GeneID	83746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 486-705 de la L3MBTL2 humaine (NP_113676.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q969R5
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace