


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-L3MbtI3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Jm7

Numéro d'article: CM0030927



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre L3MBTL3 (MBT-1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte L3MBTL3 humain et murin. Idéal pour les études sur la signalisation Notch, la régulation de la chromatine et les ubiquitine ligases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	L3MBTL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84456
ID du gène	84456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-255 de la protéine L3MBTL3 humaine (NP_115814.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96JM7
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace