


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lactb Pour Wb, Elisa - P83111

Numéro d'article: CM0023935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LACTB (P83111) validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine, murine et rat. Cible la sérine protéase mitochondriale et suppresseur de tumeur LACTB ; idéal pour la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LACTB Rabbit pAb
Remarques/Alias	LACTB ; G24 ; MRPL56 ; lactamase bêta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	114294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 116-255 de LACTB humain (NP_116246.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P83111
Poids moléculaire de la protéine	41kDa/60kDa
Expédition	Sac de glace