


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lactyl-Histone H4 (K5) (P62805) Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000074



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H4 lactylée sur la lysine 5 (K5-lactylation). Convient pour les applications de Western blot, dot blot et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat avec une large réactivité croisée prédite. UniProt P62805.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acide lactique - Histone H4-K5 pAb de lapin
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acide lactique - Histone H4-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8370
GeneID	8359
Immunogène	Un peptide lactylé synthétique autour de K5 de l'histone H4 humaine (NP_003539.1).
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace