

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ladine-1 (Lad1) Pour Wb Et Elisa - O00515

Numéro d'article: CM0021690

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAD1 validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la membrane basale et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LadA; LAD1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3898
GenelD	3898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 200 de la LAD1 humaine (NP_005549.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00515
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace