


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lag3 Pour Wb Et Elisa - P18627

Numéro d'article: CM0025217



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine LAG3 humaine (CD223), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat ; adapté aux études sur les points de contrôle immunitaire et à la recherche en immunothérapie anticancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAG3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD223 ; LAG3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3902
GeneID	3902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-170 de la LAG3 humaine (NP_002277.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18627
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace