

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lair2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q6Iss4

Numéro d'article: CM0014654

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre LAIR2 humain (CD306), adapté au Western blot, à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur les leucocytes et les récepteurs immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAIR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD306 ; LAIR2
Espèce	Homme
GeneID (humain)	3904
GeneID	3904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-120 de LAIR2 humain (NP_002279.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6ISS4
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac de glace