


Anticorps Polyclonal Anti-Lalba Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00709

Numéro d'article: CM0027115



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la LALBA humaine (alpha-lactalbumine). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur la lactose synthase et la biologie de la glande mammaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LALBA Lapin pAb
Remarques/Alias	LYZG ; HAMLET ; LALBA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3906
GeneID	3906
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-142 de la LALBA humaine (NP_002280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P00709
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace