

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lama4 Pour Wb, Elisa - Q16363

Numéro d'article: CM0014269

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-LAMA4 détecte spécifiquement la sous-unité alpha-4 de la laminine humaine (203 kDa) dans les applications WB et ELISA. Il convient à l'étude de l'adhésion cellulaire médiée par la laminine, du développement embryonnaire et de la biologie de la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAMA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3910
GeneID	3910
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16363
Poids moléculaire de la protéine	203 kDa
Expédition	Sac réfrigérant