

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamb3 Pour Wb, Elisa - Q13751

Numéro d'article: CM0013247

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAMB3 validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain et le rat. Cible la sous-unité bêta-3 de la laminine, une glycoprotéine de la membrane basale impliquée dans l'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LAMB3
Remarques/Alias	AI1A ; LAM5 ; JEB1A ; JEB1B ; LAMNB1 ; BM600-125KDA ; LAMB3
Espèce	Humain
ID du gène	3914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 762-1004 de la LAMB3 humaine (NP_000219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13751
Poids moléculaire	130 kDa
Expédition	Sac de glace