

Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Légère Lambda Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Numéro d'article: CM0003015

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IGLV1-51 humain (région variable de la chaîne légère Lambda). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les immunoglobulines et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-chaîne légère Lambda de lapin
Remarques/Alias	V1-19 ; IGLV151 ; chaîne légère Lambda
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	28820
Identifiant du gène	28820
Immunogène	Protéine recombinante (aa 1-117 de la chaîne légère Lambda humaine, SWISS : P01701)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01701
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace