


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lamc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11047

Numéro d'article: CM0006376



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAMC1 validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. La sous-unité gamma-1 de la laminine intervient dans l'adhésion cellulaire et la formation de la membrane basale. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb LAMC1 de lapin
Remarque/Alias	LAMB2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3915
GeneID	3915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1030-1275 de la LAMC1 humaine (NP_002284.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11047
Poids moléculaire	178 kDa
Expédition	Sac réfrigérant