


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamc1 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - P11047

Numéro d'article: CM0013635



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAMC1 de haute qualité, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la sous-unité gamma-1 de la laminine humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAMC1 Rabbit pAb
Remarques/alias	LAMB2 ; LAMC1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3915
GenelD	3915
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11047
Poids de la protéine	178 kDa
Expédition	Sac réfrigérant