

Anticorps Monoclonal Anti-Lamc2 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q13753

Numéro d'article: CM0011330

Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin LAMC2 détecte spécifiquement la sous-unité gamma-2 de la laminine humaine par WB, IF/CCI et ELISA. Anticorps monoclonal recombinant avec bande de 131 kDa. Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAMC2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3918
Identifiant du gène	3918
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 746-860 de la LAMC2 humaine (NP_005553.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13753
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace