

Anticpolyclonal Anti-Lamc2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Numéro d'article: CM0020752

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAMC2 pour Western blot, IF/ICC, IF-P et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; cible la sous-unité gamma-2 de la laminine, une composante de la membrane basale impliquée dans l'adhésion cellulaire et la dispersion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LAMC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Espèce	Humain
GeneID	3918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 746-860 de LAMC2 humaine (NP_005553.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13753
Poids Protéique	131kDa
Expédition	Sac de glace