

Anticorps Polyclonal Anti-Lamin A/C Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0017205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Lamine A/C humaine (74 kDa, P02545). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Détecte la lamine A/C dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la lamina nucléaire et les laminopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lamin A/C Lapin pAb
Remarques/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4000
GeneID	4000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de la Lamine A/C humaine (NP_733821.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02545
Poids de la Protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace