

Anticorps Polyclonal Anti-Lamin A/C Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0016934



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Lamine A/C humaine, adapté pour le Western blot, l'immunocytochimie, l'immunohistochimie, l'immunoprécipitation de la chromatine et l'ELISA. Reconnaît les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour les études de la structure de la lamina nucléaire, de la dynamique des chromosomes et des mécanismes des laminopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lamin A/C Lapin pAb
Remarques/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4000
ID de gène	4000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 403-572 de la Lamine A/C humaine (NP_733821.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, CHIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02545
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace