


Anticorps Polyclonal Anti-Lamine B1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P20700

Numéro d'article: CM0023094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Lamine B1 validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Détecte la Lamine B1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'architecture de la lamina nucléaire et de l'organisation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lamin B1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	4001
Identifiant génique	4001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 397-586 de la Lamine B1 humaine (NP_005564.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20700
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace