


Anticorps Polyclonal Anti-Lamine B2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03252

Numéro d'article: CM0025878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Lamine B2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la Lamine B2 (70 kDa) humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la lamina nucléaire et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Nom du paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Lamine B2
Remarques/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamine B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84823
GeneID	84823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341-620 de la Lamine B2 humaine (NP_116126.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03252
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace