


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Laminine Bêta 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07942

Numéro d'article: CM0011110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la laminine bêta 1 humaine, utilisable pour le Western blot, l'immunocytochimie/immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-laminine bêta 1
Remarques/Alias	CLM ; LIS5 ; Laminine bêta 1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3912
ID du gène	3912
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1687 et 1786 de la laminine bêta 1 humaine (P07942).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P07942
Poids moléculaire	198 kDa
Expédition	Sac de glace