

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Laminine Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Numéro d'article: CM0025620

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité gamma-3 de la laminine et d'autres chaînes de laminine. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, avec réactivité chez l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin Anti-Laminine
Remarques/Alias	ARP; Arp1; ARL18
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
ID Gène	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Immunogène	Protéine recombinante de laminine humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Poids Moléculaire Protéique	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
Expédition	Sac de glace