


Anticorps Polyclonal Anti-Lamp1 Pour Wb Et Elisa - P11279

Numéro d'article: CM0028877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LAMP1 humaine (CD107a) pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte une glycoprotéine membranaire lysosomale de 45 kDa essentielle pour l'autophagie, la cytotoxicité des cellules NK et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAMP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120 ; LAMP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3916
Identifiant du gène	3916
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la LAMP1 humaine (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace