


Anticorps Polyclonal Anti-Lamp1 (Validé Kd) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11279

Numéro d'article: CM0019576



Introduction

Anticorps LAMP1 polyclonal de lapin validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la glycoprotéine de membrane lysosomale impliquée dans l'autophagie, la régulation du pH lysosomal et la cytotoxicité des cellules NK. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en immunoncologie. - P11279

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] LAMP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3916
GenelD	3916
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la protéine LAMP1 humaine (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11279
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace