


Anticorps Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Pour La Cytométrie En Flux - P11279

Numéro d'article: CM0008531



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain LAMP1/CD107a validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cible la glycoprotéine de membrane lysosomale impliquée dans l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK. Immunogène recombinant (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain LAMP1/CD107a
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3916
GeneID	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 du LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids protéique	38kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace