


Anticorps Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Pour If/Icc, Fc - P11438

Numéro d'article: CM0012669



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la LAMP1/CD107a de souris, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en biologie des lysosomes, autophagie et cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-LAMP1/CD107a de souris
Remarques/Alias	P2B ; Perk ; LGP-A ; CD107a ; Lamp-1 ; LGP-120
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3916
Identifiant du gène	16783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-363 de la LAMP1/CD107a de souris (NP_034814.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11438
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace