


Anticorps Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

Numéro d'article: CM0006711



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la LAMP1/CD107a humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Idéal pour les recherches sur les lysosomes, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] LAMP1/CD107a Rabbit mAb
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3916
GenelD	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 382 de la LAMP1/CD107a humaine (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intracellulaire), ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P11279
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa/45 kDa
Expédition	Sac de glace