


Polymab® Anti-Lamp1/Cd107A De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

Numéro d'article: CM0006795



Introduction

Anticorps monoclonal polymorphe de lapin validé par KD contre LAMP1/CD107a humain/souris pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; idéal pour la recherche sur la biogenèse lysosomiale et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] LAMP1/CD107a Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	3916
GeneID (Souris)	16783
Immunogène	Protéine recombinante de CD107a humain/souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11438/P11279
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace