

Anticorps Polyclonal Anti-Lamp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Numéro d'article: CM0022922



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LAMP2 humaine, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la présentation des antigènes de classe II du CMH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-LAMP2
Remarques/Alias	DND ; LAMPB ; CD107b ; LAMP-2 ; LGP-96 ; LGP110 ; LAMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la LAMP2 humaine (NP_002285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13473
Poids moléculaire protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace