

Anticorps Polyclonal Anti-Lamp2 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Numéro d'article: CM0015401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LAMP2 (CD107b), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Immunogène recombinant (acides aminés 29-375). Idéal pour la recherche sur l'autophagie, les lysosomes et l'autophagie médiée par les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] LAMP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	3920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la LAMP2 humaine (NP_002285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13473
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace