

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

Numéro d'article: CM0024706



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAMP3 validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'autophagie, les cellules dendritiques et les infections virales. Matière première pour DIV fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LAMP3
Remarques/Alias	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Espèce	Humain
ID de gène	27074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-380 de la LAMP3 humaine (NP_055213.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQV4
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace