

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamtor1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6laa8

Numéro d'article: CM0021948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LAMTOR1, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur la signalisation mTOR, la biologie des lysosomes et la détection des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAMTOR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55004
GeneID	55004
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 de LAMTOR1 humain (NP_060377.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6IAA8
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sachet de glace