

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Langerin/Cd207 Pour Wb, Elisa - Q9Uj71

Numéro d'article: CM0026597



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Langerin/CD207. Validé pour le Western blotting et l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de Langerin dans les cellules immunitaires et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Langerin/CD207 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLEC4K; Langerin/CD207
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50489
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-200 de Langerin/CD207 humain (NP_056532.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJ71
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace