

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lap3 (Validé Par Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28838

Numéro d'article: CM0010893

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAP3 validé par KD pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'aminopeptidase cytosolique LAP3 humaine, murine et de rat, impliquée dans le métabolisme du glutathion. Idéal pour les études de validation de l'extinction génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-LAP3 [validé par KD]
Remarques/alias	LAP ; PEPS ; LAPEP ; HEL-S-106
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51056
GeneID	51056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 180 de la LAP3 humaine (NP_056991.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P28838
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace