

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lap3 Pour Wb, Elisa - P28838

Numéro d'article: CM0025701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LAP3 humain (Aminopeptidase du cytosol) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du glutathion et du statut redox cellulaire. 56kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51056
GeneID	51056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-519 du LAP3 humain (NP_056991.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28838
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace