

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lap3 - P28838

Numéro d'article: CM0020365

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAP3 humain. Testé pour WB, IF-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Étudiez la fonction de l'aminopeptidase cytosolique dans le métabolisme du glutathion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAP3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAP3 ; HEL-S-106 ; LAP ; LAPEP ; PEPS ; cytosol aminopeptidase
Espèce	Humain
ID de gène	51056
Immunogène	Protéine recombinante de LAP3 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28838
Poids de la protéine	52 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace