

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Laptm5 Pour Wb, Elisa - Q13571

Numéro d'article: CM0024171

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAPTM5, validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine transmembranaire 5 associée aux lysosomes, importante pour la fonction des cellules hématopoïétiques et l'embryogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAPTM5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLAST6; LAPTM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7805
GeneID	7805
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13571
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac à glace