


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lar Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10586

Numéro d'article: CM0012069



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAR humain validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine tyrosine phosphatase F de type récepteur (PTPRF) d'environ 213 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et la signalisation EPHA2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAR Rabbit mAb
Remarques/Alias	LAR ; BNAH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5792
GeneID	5792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1016-1250 de la PTPRF humaine (NP_002831.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10586
Poids protéique	213 kDa
Expédition	Sac de glace