


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Larp1 Pour Wb, Elisa - Q6Pkg0

Numéro d'article: CM0026201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LARP1 humain, validé pour WB et ELISA. LARP1 est une protéine de liaison à l'ARN qui régule la traduction des ARNm 5'TOP en aval de mTORC1, influençant la croissance et la prolifération cellulaires. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23367
GeneID	23367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 106-205 du LARP1 humain (Q6PKG0).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6PKG0
Poids moléculaire	124kDa
Expédition	Sac de glace