

Anticorps Polyclonal Anti-Larp1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q659C4

Numéro d'article: CM0016982

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LARP1B humaine. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la LARP1B (~105 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les protéines liant l'ARN et le développement d'essais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARP1B pAb de lapin
Remarques/Alias	LARP2 ; LARP1B
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55132
GeneID	55132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-320 de la LARP1B humaine (NP_060548.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q659C4
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace