


Anticorps Polyclonal Anti-Larp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Numéro d'article: CM0030825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LARP4 humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 1 à 120. Convient aux études sur la traduction des ARNm et la morphologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARP4 pAb de lapin
Remarques / Alias	PP13296; LARP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	113251
GeneID	113251
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la LARP4 humaine (NP_443111.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q71RC2
Poids protéique	81kDa
Expédition	Sachet de glace