


Anticorps Polyclonal Anti-Larp5 Pour Wb, Elisa - Q92615

Numéro d'article: CM0014710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine LARP5 humaine (La-related protein 4B), immunogène aa 519-738. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de la traduction des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	LARP5 ; KIAA0217
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23185
GeneID	23185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 519-738 de la LARP5 humaine (NP_055970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92615
Poids protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace