

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Larp7 Pour Wb, Elisa - Q4G0J3

Numéro d'article: CM0015258



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LARP7 (hLARP7/PIP7S). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier la régulation de l'élongation transcriptionnelle via le complexe RNP 7SK. - Q4G0J3

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LARP7
Remarques/Alias	ALAZS ; PIP7S ; hLARP7 ; HDCMA18P ; LARP7
Espèce	Humain
ID du gène	51574
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-380 de LARP7 humain (NP_057732.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q4G0J3
Poids moléculaire protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace