

Anticorps Polyclonal Anti-Lars Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Numéro d'article: CM0013910



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LARS humaine (Leucyl-ARN synthétase, cytoplasmique). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des protéines et les aminoacyl-ARN synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARS Rabbit pAb
Remarques / Alias	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51520
Identifiant du gène	51520
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P2J5
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace