


Anticorps Polyclonal Anti-Lasp1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14847

Numéro d'article: CM0029312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine LASP1 (MLN50), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 30 kDa impliquée dans la dynamique de l'actine et les métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LASP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MLN50 ; Lasp-1 ; LASP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3927
GeneID	3927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-205 de la protéine humaine LASP1 (NP_006139.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14847
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace