

Anticorps Polyclonal Anti-Lat1/Slc7A5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01650

Numéro d'article: CM0028993



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LAT1/SLC7A5 pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Cible le grand sous-unité 1 du transporteur d'acides aminés neutres ; idéal pour les études sur les transporteurs et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAT1/SLC7A5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8140
ID du gène	8140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 de LAT1/SLC7A5 humain (NP_003477.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01650
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sachet de glace