


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lats1 Pour Wb Et Elisa - 095835

Numéro d'article: CM0004387



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la LATS1 humaine. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hippo, la suppression tumorale et la régulation du cycle cellulaire. - 095835

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-LATS1 de lapin
Remarques / Alias	wt; WARTS; LATS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9113
GeneID	9113
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de la LATS1 humaine (NP_004681.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095835
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace