


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lats1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

Numéro d'article: CM0023072



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LATS1 humain (O95835). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études de la voie Hippo et des suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LATS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	wt5 ; WARTS ; LATS1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9113
GeneID	9113
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de LATS1 humain (NP_004681.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95835
Poids moléculaire	127 kDa
Expédition	Avec poche de glace