

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lats2 Pour Wb, Elisa - Q9Nrm7

Numéro d'article: CM0020055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre LATS2, une kinase clé de la voie de suppression tumorale Hippo. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en oncologie et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LATS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KPM ; LATS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26524
GeneID	26524
Immunogène	Protéine recombinante ; peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 145 de la LATS2 humaine (NP_055387.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRM7
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace