

Anticorps Polyclonal Anti-Lbp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18428

Numéro d'article: CM0022125

Introduction

LBP Lapin pAb (SWISS P18428) est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Se lie aux lipopolysaccharides bactériens ; idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LBP Lapin pAb
Remarques/Alias	BPIFD2 ; LBP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3929
Identifiant du gène	3929
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 250-350 de la LBP humaine (NP_004130.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18428
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace